



* Stellen Sie anfänglich als Höchsttemperatur (Betriebstemperatur) **maximal 39 Grad** ein und steigern Sie diese Temperatur nur, wenn Sie es bekömmlich finden!

Die Aufwärmphase beträgt ca. 10 Minuten. In dieser Zeit sollte sich die Matte auf etwa 37 Grad erwärmt haben.

Eine stundenlange Nutzung im Hochtemperaturbereich ist nicht zu empfehlen. In einem Thermalbad würden Sie auch nicht länger als 30 Minuten baden.

Temperaturregler

Laufzeitleuchte (3/6/12 Stunden*)

Wahltaste für die Laufzeit*

Temperaturanzeige

Ein-/Ausschalter (Netzschalter)